

## Zestaw do daktyloskopii dłoni

Zestaw daktyloskopijny PI-40 przeznaczony jest do użytku na miejscu zdarzenia lub w komendzie. Z łatwością mieści się w teczce eksperta lub w szufladzie biurka.

### Opis techniczny:

Na drewnianym blacie po prawej stronie zamontowana jest poduszka wyprofilowana do daktyloskopowania dłoni nasączona tuszem, a po lewej rolka sucha do przetaczania dłoni. Na spodzie zamontowane są gumowe wsporniki, które zapobiegają przesuwaniu się zestawu w trakcie daktyloskopowania. Błat wykonany jest z płyty meblowej wzmocnionej w kolorze czarnym o wymiarach: 49x29cm. Zestaw dostarczany jest w pokrowcu wykonany z tkaniny typu Cordura o dużej odporności na działanie warunków atmosferycznych i dużej wytrzymałości na otarcia oraz przetarcia, a ponadto, dzięki swej wewnętrznej strukturze bardzo lekka.

### Wyposażenie:

- wyprofilowana poduszka do daktyloskopowania dłoni nasączona tuszem,
- rolka sucha do przetaczania dłoni WD-19000,
- chusteczki jednorazowe do odłuszczenia powierzchni palców przed daktyl. - 10 szt.
- chusteczki jednorazowe do zmywania resztek tuszu po daktyloskopowaniu - 10 szt.
- pokrowiec.